



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Массажер вакуумный антицеллюлитный Celluless 2 насадки



## СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ .....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ .....	3
ОСОБЕННОСТИ .....	4
ПРЕИМУЩЕСТВА .....	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	5

## ОПИСАНИЕ

Эта универсальная машина может использоваться на теле, чтобы тонизировать кожу и обратить вспять признаки старения. Роликовые насадки Celluless MDTM стимулируют кожу и активизируют естественное функционирование тела.

Celluless MDTM очень прост в использовании. Строго следуя инструкциям, ваш Celluless MDTM скоро станет частью вашей новой процедуры по уходу за кожей. Используйте Celluless MDTM в течение нескольких минут для мгновенных, впечатляющих результатов.

Массаж областей тела от 5 до 10 минут в день является наиболее экономичным и эффективным способом восстановления упругости и гладкости.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого массажера, если вы страдаете от какого-либо заболевания или проходите какое-либо лечение.
- Это не медицинское устройство, и оно предназначено для использования только для массажа. Никакие медицинские претензии не подразумеваются или не гарантируются при использовании этого продукта.
- Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем подключать его к электросети.
- Рекомендуется сначала запустить массажер с низкой скоростью / интенсивностью, а затем постепенно увеличивать скорость / интенсивность по мере необходимости.
- Не массируйте определенную область более 10 минут.
- Не оставляйте устройство там, где дети могут играть с ним.
- Не используйте при варикозном расширении вен, родинках или поврежденных тканях кожи.
- Не используйте Celluless MDTM в течение двух месяцев после операции или артериальной операции.

- Не используйте Celluless MDTM, если вы страдаете от тромбоза или находитесь на лечении.
- Если у вас было серьезное заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед использованием Celluless MDTM.
- Не используйте Celluless MDTM рядом с водой или мокрыми руками.
- Немедленно прекратите использование, если заметите какой-либо дискомфорт.
- Не используйте на любой видимой недавно рубцовой ткани. Избегайте прохода через пупок. Если живот твердый и горячий, не используйте устройство и обратитесь к врачу.
- Вы можете заметить покраснение кожи, которую вы обработали; это нормально и временно.
- Если Celluless MDTM кажется неисправным, не пытайтесь открыть или починить его. Ремонт может выполняться только производителем или авторизованным дистрибьютором.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ДО 18 ЛЕТ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ БЕРЕМЕННЫ ИЛИ УХОДЯТ. Как и с любым другим массажером, люди с особыми медицинскими условиями рекомендуется проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.
- Предупреждение. Из-за эффекта всасывания некоторые люди могут заметить небольшие следы на обработанных участках, которые исчезнут в течение нескольких дней / часов.

## **ОСОБЕННОСТИ**

- Портативный и простой в использовании.
- Идеально подходит для рук, живота, спины, бедер, ягодиц и ног.
- Сменные чашки с роликами.
- Переменное всасывание для глубокого массажа.
- Тонизирует мышцы и снимает напряжение.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- заметно разглаживает кожу.

- Сужает, разглаживает и контурирует тело.
- Придает коже сияющий, ровный цвет лица.
- Не имеет побочных эффектов, таких как операция и инъекции.
- Помогает улучшить и укрепить дряблую кожу

Celluless MDTM поставляется с:

- |   |   |
|---|---|
| 1 Celluless MDTM эргономичное устройство                  | A |
| 1 эргономичная чашка с двумя роликами                     | B |
| 1 эргономичная чашка с одним роликом                      | C |
| 1 адаптер переменного / постоянного тока, 220 В           | D |
| 1 Celluless MDTM базовый органайзер / зарядное устройство | E |
| 1 инструкция по эксплуатации                              |   |
| 1 Celluless MDTM Elite Nutrition Program                  |   |



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать массажер Celluless MDTM с маслом CITRUS Roll-On, который следует наносить на кожу перед каждой процедурой.
- Подключите вилку к электросети (1). Убедитесь, что напряжение, указанное на адаптере (2), соответствует к напряжению сети, где вы планируете подключить устройство.

с) Проверьте, находится ли переключатель на боковой стороне (3) изделия в положении ВКЛ или ВЫКЛ. Когда он включен, КРАСНЫЙ индикатор зарядки (4) должен быть включен. Обязательно заряжайте устройство не менее 8 часов перед использованием, или используйте его, когда он подключен непосредственно к сети (1). (Когда продукт подключен к подставке Base (5), загорится лампочка на базе (6), а также КРАСНАЯ сигнальная лампа (4) на устройстве).



d) После зарядки устройства выберите массажную головку для той части тела, которую нужно обработать. (7) Для небольших участков тела, таких как руки, живот, спина и икры. (8) Используйте этот массажер для головы на ногах, животе, бедрах и ягодицах.

e) После того, как вы разместили терминал на своем бесклеточном МД, нажмите кнопку включения / выключения (9), чтобы начать с вакуумной терапией всасывания. Нажмите кнопку включения / выключения еще раз, чтобы закончить всасывание.

f) Чтобы поменять массажную головку, просто поверните ее или выключите.

g) Для более глубокого массажа увеличивайте или уменьшайте скорость всасывания (10), пока не найдете положение, приятное для кожи.

h) Если головка устройства не может скользить вперед во время массажа кожи, обязательно нажмите кнопку сброса усилия (11).

i) Отключить от источника питания.

j) Дополнительные аксессуары для бесцелевого md:

- запасные каучуки терминалов: используйте запасные каучуки в случае износа каучуков терминалов.

Просто удалите изношенную резину и замените ее новой.

- придерживаться, чтобы разместить и снять ролики окончаний.

1. Один конец ролика можно загнуть внутрь. Вставьте стержень в крепежный паз этого конца и вытащите ролик. Чтобы разместить ролик:

2. Поместите фиксированный конец ролика и при помощи палки нажмите на изгибающийся конец, чтобы ролик правильно вошел в крепежные пазы.

Для каждой области массажа, убедитесь, что вы знакомы с Cellulless MDTM в первую очередь и всегда не забывайте делать массаж в направлении сердца. После каждого массажного движения вверх, нажмите кнопку сброса силы и затем начните другое движение.

Вам нужно будет отрегулировать и ознакомиться с уровнем скорости всасывания и найти скорость, которая вам удобна.

Если вы хотите обработать несколько частей вашего тела, всегда начинайте с верхней части, которую вы хотите обработать, и двигайтесь вниз. С указанным движением и при соблюдении указанного времени, используйте устройство каждый день, пока вы не будете удовлетворены результатами. После этого вы можете использовать устройство каждую вторую неделю, чтобы поддерживать свою фигуру.



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**