

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Косметологический аппарат
ультрафонофореза (фонофореза)
PhonoSkin с 2 манипулами



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве.....	3
3. Использование.....	3
4. Гарантийное обслуживание неисправного товара	3
Товар надлежащего качества	5
Товар ненадлежащего качества	5

1. Техника безопасности

Запрещено использовать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, геморрагическими нарушениями, открытыми ранами, а также беременным — запрещено проходить данное лечение.

Держите устройство в чистоте и сухости. Очищайте и дезинфицируйте с помощью ватного тампона.

Не роняйте и не подвергайте ударам.

Не допускайте, чтобы устройство работало впустую — это может привести к поломке устройства.

Не используйте прибор в области глазного яблока.

Людям с пониженной функцией печени, циррозом или заболеваниями почек запрещено использовать устройство.

2. Об устройстве

1. При помощи вибрации (1–3 МГц) прибор генерирует ультразвук с высокой проникающей способностью. Это специализированное устройство излучает чередующиеся волны, которые распространяются в окружающее пространство. Ультразвук значительно мощнее обычных звуковых волн благодаря высокой частоте, направленности, проникающей способности и способности к распространению;

2. За счёт высокочастотной вибрации прибор оказывает мягкий и микромассажный эффект на клетки кожи, ускоряет кровообращение, стимулирует метаболизм, активизирует клетки и улучшает усвоение питательных веществ;

3. Высокочастотный микромассаж способствует удалению омертвевших клеток, выведению токсинов и разглаживанию морщин. При совместном использовании с косметическими средствами или медикаментами аппарат помогает в лечении и улучшении состояния кожи;

4. Ультразвуковая частота также вызывает резонансные вибрации клеток, что способствует расщеплению жира, улучшает водопоглощающую способность клеток, омолаживает кожу и восстанавливает её упругость.

Рекомендуется использовать при:

- Покраснение лица;
- Акне;
- Дисхромия (нарушения пигментации кожи);
- Хлоазма (пигментные пятна, обычно у женщин);
- Тёмные круги под глазами;
- Отёчность век;
- Сухая, шелушащаяся кожа.

3. Использование

Перед началом процедуры очистите участок кожи, который будет обрабатываться, с помощью очищающего средства.

После очищения выберите подходящий контактный гель (куплонт) в зависимости от состояния кожи и характера проблемы — это поможет достичь наилучшего эффекта.

Подключите питание и включите прибор. Нажмите кнопку питания, с помощью кнопок ▲/▼ под индикатором «TIME» установите время работы, а также с помощью этих же кнопок отрегулируйте интенсивность. Нажмите кнопку «WAVE», чтобы выбрать импульсный или непрерывный режим волны.

Выберите подходящую насадку в зависимости от области воздействия: для небольших участков используйте маленькую насадку, для крупных — большую. Установите рабочее время и нажмите кнопку START для начала процедуры.

Держите насадку уверенно, медленно и равномерно вращайте, чтобы кожа получила полноценное ультразвуковое воздействие.

После завершения процедуры, оставьте средство на коже и дайте ей полностью впитаться.

4. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного

или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!