



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Электрический роликовый массажер для ног FootCare



### СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве .....	3
2. Эксплуатация .....	3
3. Уход за устройством .....	3
4. Техника безопасности .....	4

### 1. Об устройстве

Источник питания	110–250 В переменного тока, 50–60 Гц.
Номинальная мощность	40 Вт.
Время работы	15 минут
Размер/вес продукта	360 мм * 325 мм * 250 мм. /4,85 кг.
Рабочая температура	+ 10С° + 40С

Включение/выключение устройства:

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить устройство;
2. Устройство автоматически отключится через 15 минут неиспользования;
3. Во время массажа нажмите кнопку питания, чтобы остановить массажер, а затем снова нажмите кнопку питания, чтобы продолжить массаж.

Примечание. Никогда не выдергивайте вилку из розетки во время использования. После завершения работы отключите шнур питания. Рекомендуемое время использования массажера не более 30 минут.

### 2. Эксплуатация

1. Нажмите кнопку «Авто», чтобы переключиться между программами 1, 2, 3 и 4:  
Программа 1: оздоровительный массаж;  
Программа 2: массаж головы, шеи, поясничного отдела позвоночника, плеч, головы и других частей;  
Программа 3: массаж с акцентом на кишечник, печень, желудок и другие части;  
Программа 4: массаж с акцентом на ноги, репродуктивную и мочевыделительную систему.



2. Нажмите кнопку «Custom/Personalized», чтобы изменить скорость массажа и отрегулировать массируемую часть от кончиков пальцев, свода стопы до подошвенной части.



3. Нажмите кнопку «Manual», чтобы установить скорость, интенсивность и направление массажа.



4. Массаж длится около 15 минут. Для повторного использования перезапустите массажер.

### 3. Уход за устройством

1. Перед чисткой устройства отключите шнур питания;
2. Не используйте бензол, ацетон или другие агрессивные растворители для очистки;

3. Не используйте влажную ткань или спирт, используйте сухую ткань;
4. Если устройство долгое время не использовалось, храните его в чистом и сухом месте;
5. Не храните устройство при высоких температурах, вблизи огня или под прямыми солнечными лучами;

### 4. Техника безопасности

1. Не используйте устройство мокрыми руками;
2. Не накрывайте устройство пледом или одеялом во время использования;
3. Не используйте устройство в ванной комнате;
4. Не садитесь и не наступайте на устройство;
5. Не подвергайте устройство силовому воздействию;
6. Если массажер или провода имеют какие-либо повреждения, немедленно прекратите использование;
7. Используйте устройство, когда ноги сухие;
8. Пациентам или людям с дисфункцией следует соблюдать осторожность при использовании;
9. Не используйте устройство одновременно с медицинскими электронными устройствами.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66