

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Косметологический аппарат ультрафонофореза (фонофореза) PhonoSkin с 2 манипулами



### 1. Техника безопасности

Запрещено использовать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, геморрагическими нарушениями, открытыми ранами, а также беременным — запрещено проходить данное лечение.

Держите устройство в чистоте и сухости. Очищайте и дезинфицируйте с помощью ватного тампона.

Не роняйте и не подвергайте ударам.

Не допускайте, чтобы устройство работало впустую — это может привести к поломке устройства.

Не используйте прибор в области глазного яблока.

Людям с пониженной функцией печени, циррозом или заболеваниями почек запрещено использовать устройство.

### 2. Об устройстве

1. При помощи вибрации (1–3 МГц) прибор генерирует ультразвук с высокой проникающей способностью. Это специализированное устройство излучает чередующиеся волны, которые распространяются в окружающее пространство. Ультразвук значительно мощнее обычных звуковых волн благодаря высокой частоте, направленности, проникающей способности и способности к распространению;

2. За счёт высокочастотной вибрации прибор оказывает мягкий и микромассажный эффект на клетки кожи, ускоряет кровообращение, стимулирует метаболизм, активизирует клетки и улучшает усвоение питательных веществ;

3. Высокочастотный микромассаж способствует удалению омертвевших клеток, выведению токсинов и разглаживанию морщин. При совместном использовании с косметическими средствами или медикаментами аппарат помогает в лечении и улучшении состояния кожи;

4. Ультразвуковая частота также вызывает резонансные вибрации клеток, что способствует расщеплению жира, улучшает водопоглощающую способность клеток, омолаживает кожу и восстанавливает её упругость.

Рекомендуется использовать при:

- Покраснение лица;
- Акне;
- Дисхромия (нарушения пигментации кожи);
- Хлоазма (пигментные пятна, обычно у женщин);
- Тёмные круги под глазами;
- Отёчность век;
- Сухая, шелушащаяся кожа.

### 3. Использование

Перед началом процедуры очистите участок кожи, который будет обрабатываться, с помощью очищающего средства.

После очищения выберите подходящий контактный гель (куплонт) в зависимости от состояния кожи и характера проблемы — это поможет достичь наилучшего эффекта.

Подключите питание и включите прибор. Нажмите кнопку питания, с помощью кнопок ▲/▼ под индикатором «TIME» установите время работы, а также с помощью этих же кнопок отрегулируйте интенсивность. Нажмите кнопку «WAVE», чтобы выбрать импульсный или непрерывный режим волны.

Выберите подходящую насадку в зависимости от области воздействия: для небольших участков используйте маленькую насадку, для крупных — большую. Установите рабочее время и нажмите кнопку START для начала процедуры.

Держите насадку уверенно, медленно и равномерно вращайте, чтобы кожа получила полноценное ультразвуковое воздействие.

После завершения процедуры, оставьте средство на коже и дайте ей полностью впитаться.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
PhonoSkin WhatsApp



Приятного использования!