



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажная подушка RELAX PILLOW

чёрная (HYS 368)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности	3
2. Комплектация	4
3. Применение	4
4. Рекомендации	6
5. Уход за прибором	6
6. Часто задаваемые вопросы.....	7
7. Технические характеристики	7

1. Меры безопасности

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также выхода прибора из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Запрещается использовать неисправный прибор. Если прибор поврежден или неисправен, не пытайтесь отремонтировать прибор своими силами. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров.
- Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость во избежание повреждения прибора.
- Бережно обращайтесь с прибором, не допускайте, чтобы он падал или подвергался иным сильным механическим воздействиям.
- Если прибор не используется, следите за тем, что бы он был выключен. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.
- Запрещается использование прибора во время недомогания или сонливости.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- При появлении неприятных ощущений или недомогания во время массажа прекратите сеанс и обратитесь к врачу.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, следуя рекомендациям в руководстве.
- Запрещается использовать прибор на улице, а также в помещениях, где распыляются какие-либо вещества и в помещениях с высокой влажностью.
- Запрещается накрывать прибор во время его работы, т.к. это может привести к перегреву прибора и возгоранию.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

2. Комплектация

- Массажер - 1 шт.
- Сетевой адаптер (220 В) - 1 шт.
- Адаптер для автомобильного прикуривателя (12 В) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации

3. Применение



Вариант с одной кнопкой

В помещении:

- 1) Разместите прибор под шеей или подложите под спину.
- 2) Вначале подключите штекер сетевого адаптера к прибору, затем включите адаптер в розетку.
- 3) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
- 4) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
- 5) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) третий раз для отключения функции прогрева.
- 6) Для выключения прибора нажмите кнопку ВЫКЛ (ON/OFF) и выньте сетевой адаптер из розетки.

В автомобиле:

Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

- 1) Разместите прибор под шейю или подложите под спину.
- 2) Вначале подключите штекер адаптера для прикуривателя к прибору, затем включите адаптер в розетку.
- 3) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
- 4) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
- 5) Нажмите на кнопку ВКЛ (ON/OFF) третий раз для отключения функции прогрева.
- 6) Для выключения прибора нажмите кнопку ВЫКЛ (ON/OFF) и выньте адаптер из прикуривателя.



Вариант с двумя кнопками

В помещении:

- 1) Разместите прибор под шейю или подложите под спину.
- 2) Вначале подключите штекер сетевого адаптера к прибору, затем включите адаптер в розетку.
- 3) Для включения прибора нажмите кнопку №1 (ON/OFF).
- 4) Нажмите на кнопку №2 один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
- 5) Нажмите на кнопку №2 второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
- 6) Нажмите на кнопку №2 третий раз для отключения функции прогрева.
- 7) Для выключения прибора нажмите кнопку №1 (ON/OFF) и выньте сетевой адаптер из розетки.

В автомобиле:

Запрещается использовать прибор водителю во время управления транспортным средством.

- 1) Разместите прибор под шеей или подложите под спину.
- 2) Вначале подключите штекер адаптера для прикуривателя к прибору, затем включите адаптер в розетку.
- 3) Для включения прибора нажмите кнопку №1 (ON/OFF).
- 4) Нажмите на кнопку №2 один раз для включения вращения по часовой стрелке (с автоматическим включением прогрева).
- 5) Нажмите на кнопку №2 второй раз для включения вращения против часовой стрелки (с автоматическим включением прогрева).
- 6) Нажмите на кнопку №2 третий раз для отключения функции прогрева.
- 7) Для выключения прибора нажмите кнопку №1 (ON/OFF) и выньте сетевой адаптер из розетки.

4. Рекомендации

- Не массируйте один участок тела более 3 мин.
- Не используйте прибор дольше 15 мин.
- Интервал между сеансами массажа не менее 15 мин.
- Массаж рекомендуется проводить по схеме «сверху вниз» (от шеи к спине).
- Людям с повышенной тактильной чувствительностью, для дополнительного комфорта, можно положить на массируемую часть тела полотенце.
- Сеанс массажа лучше проводить через час после приема пищи.
- Не используйте прибор лежа в кровати. Не допускается засыпание во время сеанса.
- Основные области применения: шейно-воротниковая зона, шея, плечи, спина, бедра, икры, ступни ног.

5. Уход за прибором

- 1) Выключите прибор с помощью кнопки ВЫКЛ (OFF) и отключите его от сетевого адаптера, предварительно выключив адаптер из сети.

- 2) Корпус прибора протрите мягкой сухой тканью без применения чистящих средств. Допускается чистка влажной мягкой тканью с использованием неагрессивных чистящих средств, после этого прибор необходимо насухо протереть.
- 3) Храните в недоступном для детей месте.

6. Часто задаваемые вопросы

Вопрос	Возможная причина	Решение
Шум во время работы устройства	Это нормально. Шум вызван трением массажного ролика и чехла.	Ничего не надо делать
Устройство не включается	Сработала защита от перегрева	Подождите 30 минут
	Вилка питания или розетка прикуривателя вставлены неправильно	Аккуратно подключите питание устройства

7. Технические характеристики

- Устройство защиты от перегрева: есть
- Защитное отключение по таймеру: 20 минут
- Блок питания: 12 В
- Размер: 33x21x18 см

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**