



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Перкуссионный массажер М67



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные особенности.....	3
2. Зарядка .....	3
3. Использование.....	4
4. Уход и обслуживание .....	4
5. Меры предосторожности .....	5
6. Примечание .....	6

## **1. Основные особенности**

1. Мощный бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом с технологией Quiet Glide, обеспечивающей практически бесшумную работу массажера.
2. Съёмный аккумулятор.
3. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (более 2 часов работы на одном заряде) .
4. Настройки разного уровня скорости для оптимального давления.
5. Беспроводной и легкий массажер (вес 1,1 кг).
6. В комплект входит зарядное устройство от сети переменного тока.
7. Сменные аппликаторы.

Частота вибрации:

Уровень 1 - 30 Гц; уровень 2 - 40 Гц; уровень 3 — 53 Гц;

Масса: 2,5 фунта/1,1 кг

Питание:

110-240В 50/60Гц;

5А -26В

## **2. Зарядка**

Полностью зарядите аккумулятор в течение шести часов перед первым использованием, независимо от того, подключен он к устройству или отсоединен от него.

Для зарядки подключите конец прилагаемого адаптера к зарядному порту аккумулятора и подключите его к настенной розетке.

Если аккумулятор не вставлен в устройство, светодиодная полоса на индикаторах батареи мигает, показывая уровень заряда батареи и указывая на то, что происходит зарядка.

Если аккумулятор вставлен в устройство, светодиодные индикаторы на устройстве мигают, показывая уровень заряда батареи и указывая на активную зарядку.

Когда все светодиодные индикаторы перестают мигать и продолжают гореть ровным светом, батарея заряжена полностью.

Аккумулятор можно заряжать в любое удобное время и при любом уровне заряда.

Не рекомендуется полностью разряжать батарею до уровня свечения красного светодиода.

Среднее время работы составляет более 2 часов в зависимости от скорости работы и оказываемого давления, применяемого во время использования.

### **3. Использование**

Установите батарею в массажер и убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Включите устройство, нажав на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Выключите, нажав кнопку несколько раз. Скорость работы будет увеличиваться с каждым нажатием. После максимальной скорости работы, следующее нажатие выключит массажер. Синий светодиодный индикатор показывает соответствующий уровень мощности.

Надевайте и снимайте массажные насадки только на выключенное устройство.

Помассируйте желаемую часть тела с нужной скоростью, применяя давление по мере необходимости.

### **4. Уход и обслуживание**

Используйте слегка влажное полотенце для очистки корпуса устройства и вытрите насухо мягкой тканью.

Для хранения или путешествий извлеките аккумулятор и храните его в картонной коробке из комплекта поставки вне массажера.

## 5. Меры предосторожности

- Только для использования взрослыми.
- Используйте только на сухой чистой поверхности тела поверх одежды, слегка нажимая и перемещая по телу в течение примерно 60 секунд на каждую область.
- Используйте только на мягких тканях тела, не вызывая боли или дискомфорта. Не используйте на голове или выступающих костях.
- Используйте только те насадки, которые обеспечивают наилучший желаемый эффект.
- Синяки могут возникать независимо от настроек управления или приложенного давления. Следите за состоянием обработанных участков и немедленно прекращайте массаж при первых признаках боли или дискомфорта.
- Держите пальцы, волосы или любые другие части тела подальше от поршня и задней части насадки, так как попадание внутрь может привести к защемлению.
- Не помещайте никакие предметы в вентиляционные отверстия перкуссионного O.
- Не погружайте в воду и не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия массажера.
- Не роняйте и не используйте массажный пистолет неправильно.
- Заряжайте только с помощью прилагаемого зарядного устройства для массажного пистолета.
- Внимательно проверяйте состояние устройства и батареи перед каждым использованием.
- Ни в коем случае не вскрывайте и не ремонтируйте, модифицируйте массажный пистолет. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца
- Никогда не оставляйте без присмотра включенный или заряжаемый массажёр.

## **6. Примечание**

**ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР ИЛИ ЛЮБОЕ ВИБРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЛУЧЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ВАШЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА, ЕСЛИ ЕСТЬ КАКОЕ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ:**

Беременность, диабет с осложнениями, невропатия или повреждение сетчатки, ношение кардиостимуляторов, недавняя хирургическая операция, эпилепсия или мигрень, грыжи межпозвоночных дисков, спондилолистез, спондилолиз или спондилез, недавние замены суставов или ВМС, металлические штифты или пластины или любые другие опасения по поводу вашего физического здоровья. Ослабленные люди и дети должны находиться в сопровождении взрослых при использовании любого вибрационного устройства. Эти противопоказания не означают, что вы не можете использовать вибрационное или другое массирующее устройство, но производитель советует вам сначала проконсультироваться с врачом.

В настоящее время проводятся исследования воздействия вибрационного массажа на определенные медицинские расстройства. Это, вероятно, приведет к сокращению списка противопоказаний выше. Практический опыт показал, что включение вибрационных упражнений в план лечения является рекомендательным в ряде случаев. Это должно быть сделано по совету и в сопровождении вашего лечащего врача, массажиста или физиотерапевта.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**