



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вакуумный антицеллюлитный
массажер для тела Capture Slim



СОДЕРЖАНИЕ

Принцип массажа	3
Меры предосторожности.....	3
Внешний вид устройства	4
Характеристики	4
Использование контрольной панели.....	5
Использование	6
Уход и обслуживание	7
Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Принцип массажа

Массаж Гуаша или массаж скрапинг руководствуется теорией меридианов и точек Шу в традиционной китайской медицине. Массажер осуществляет повторяющиеся движения скольжения и трения по поверхности тела для придания коже гладкости. При этом возникают красные точки или темно-красные кровоизлияния, так называемые "изменения Ша". Это способствует улучшению кровообращения, регулированию циркуляции энергии (чи) и крови. Очищение энергетических меридианов и каналов может улучшить общий метаболизм всего организма и способствует укреплению здоровья.

Прибор может вытягивать слой жира в некоторых частях тела и стимулировать меридианы и акупунктурные точки на теле. В то же время он активирует жизненную силу клеток в области массажа, повышает общую метаболическую способность организма и прорабатывает глубокий жировой слой с помощью тепловой энергии. Под действием температуры на жир, происходит его растворение и метаболизм, устраняются излишние токсины и влага, уплотняются коллагеновые волокна в дерме кожи, уменьшается процент жира и влаги, а также уплотняется кожа и формируется изгиб тела.

Меры предосторожности

1. Запрещено использование для лиц с кровотечениями или склонностью к ним, а также при наличии варикоза вен.
2. Запрещено использование при беременности, менструации, повреждениях кожи, повышенной чувствительности кожи, после операций, при высокой температуре или критических заболеваниях.
3. Запрещено использование при болезнях, связанных с склонностью к кровотечениям, таких как тромбоцитопения, лейкоз, гемофилия, болезнь Шенляйна — Геноха и другие заболевания крови.
4. Избегайте использования при избыточной усталости, алкогольном опьянении и недостатке сна (также запрещено за 2 часа до и после еды).
5. Модель с подогревом красным светом на 12 уровнях имеет подогревающую поверхность, поэтому она не предназначена для использования детьми или людьми, неспособными позаботиться о себе.
6. При использовании массажера следует двигаться в одном направлении, избегая движений вверх и вниз или влево и вправо.
7. При использовании для лиц с плохим местным кровообращением могут появляться красные полосы, называемые в китайской традиции "Sha", которые будут рассасываться самостоятельно, что является нормальным явлением. Для

ежедневного использования рекомендуется проводить мягкий массаж, не обязательно достигая эффекта "Sha". Можно продолжать использовать ваш массажер до тех пор, пока поры не откроются, и кожа на месте не станет красной и горячей.

8. Избегайте продолжительного использования, а также массажа больших участков кожи.

9. После использования сосуды на поверхности кожи расширяются. Рекомендуется отдыхать 45 минут перед принятием ванны.

Внешний вид устройства



Характеристики

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Название продукта: вакуумный антицеллюлитный массажер для тела Capture Slim

Материал: ABS PC

Мощность: 8 Вт

Параметры зарядки: 5 В, 2 А

Номинальное напряжение: 3,7 В

Размер продукта: 200*90*90 мм

Использование контрольной панели

Модель DS-A10 подключается к сети: его необходимо подключить к источнику питания. Прибор оснащен таймером на 15 минут, после чего питание автоматически отключится. При включении, нажмите и удерживайте переключатель питания в течение 2 секунд для запуска прибора. Загорится синий индикатор и дисплей. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить прибор, и синий индикатор погаснет.

Кнопки усиления/ослабления [+], [-] регулируют уровень отрицательного давления. Коротко нажмите, чтобы переключиться между 1-6 уровней, и минимальный уровень по умолчанию - I. Количество синих индикаторов меняется в зависимости от выбранного уровня (количество синих индикаторов на дисплее соответствует выбранному уровню).

Модель DS-A11 – это модель с зарядкой, она работает без подключения к сети после полной зарядки. Во время зарядки прибор не может быть включен (синий индикатор мигает во время зарядки и гаснет, когда зарядка завершена). Прибор также оснащен функцией автоматического отключения питания через 15 минут.

Кнопки усиления/ослабления [+], [-] регулируют уровень отрицательного давления. Коротко нажмите, чтобы переключиться между 1-6 уровней, и минимальный уровень по умолчанию - 1. Количество синих индикаторов меняется в зависимости от выбранного уровня (количество синих индикаторов на дисплее соответствует выбранному уровню).

Этот прибор является моделью с зарядкой: он работает без подключения к сети после полной зарядки и не может быть включен во время зарядки. Белый свет мигает во время зарядки и загорается, когда зарядка завершена.

Модель DS-A12 – это модель с зарядкой. Прибор оснащен функцией таймера на 20 минут. Цифровой дисплей отображает обратный отсчет на 20 минут и автоматически выключает питание после 20 минут.

При включении, нажмите и удерживайте переключатель питания в течение 2 секунд для запуска прибора. Загорится число 00, затем примерно через 2 секунды начнется обратный отсчет от 20. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить прибор, белый свет на цифровом дисплее погаснет.

Кнопки усиления/ослабления [+], [-] регулируют уровень отрицательного давления. Коротко нажмите, чтобы переключиться между 1-12 уровнями, и минимальный уровень по умолчанию - 3. Каждый раз при нажатии будет меняться число на дисплее. После двух секунд бездействия начнется обратный отсчет от двадцати минут.

[сброс давления] работает при включенном отрицательном давлении. Короткое нажатие на секунду для сброса давления, что решить проблему трудного снятия массажера с кожи.

[нагрев] коротко нажмите кнопку для регулировки температуры. Функция подогрева не включена по умолчанию при включении. Регулируются уровни от 0 до 12. При увеличении уровня температуры на один градус загорается красный свет на корпусе, и температура составляет около 45 градусов, увеличиваясь до достижения 12-го уровня. Нажмите, чтобы вернуться на уровень 0, на цифровом дисплее будет отображаться уровень температуры, и после 2 секунд снова появится обратный отсчет 20 минут.

Использование

После запуска продукта выберите функцию устройства в соответствии с потребностями и начните использовать его после нанесения эфирного масла на нужные части тела (для чувствительной кожи перед использованием эфирного масла протестируйте масло на внутренней стороне руки или точке за ухом. Если появится покраснение, отек и зуд, немедленно прекратите использование такого средства).

При работе массажера нанесите несколько капель эфирного масла на нужные участки (не добавляйте слишком много масла, тем более не добавляйте масло в массажер). Включите отрицательное давление на небольшой уровень и потяните в одном направлении после присасывания кожи. Обычно требуется массаж каждого участка кожи менее 20 раз. С силой, которая вам будет комфортна от легкой до сильной, от малого давления к большому.

Примечание: массажер оснащен большим хлопковым фильтром, который эффективно предотвращает попадание эфирного масла в данное устройство и продлевает срок службы машины. После первого использования с эфирным маслом, пожалуйста, замените фильтр вовремя. Хлопковый фильтр можно использовать повторно после очистки и высыхания на воздухе. Во время проведения процедуры массажа с отрицательным давлением переключитесь на соответствующий уровень. Засосите кожу на 3-5 минут, наклоните массажер и потяните вверх или нажмите клавишу сброса давления, чтобы легко снять и провести процедуру создания отрицательного давления. Не требуется использование эфирного масла.

Уход и обслуживание

1. Пожалуйста, размещайте продукт в безопасном месте, чтобы избежать его падения. Не кладите на вакуумный массажер тяжелые предметы, чтобы избежать повреждений.
2. Храните в сухом и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей, воздействия коррозионных газов и жидкостей.
3. Держите в недоступном для детей месте.
4. Перед тем как убрать устройство на хранение, выключите источник питания и заряжайте его полностью каждые два месяца.
5. В случае технической неисправности обратитесь в сервисный центр для своевременного обслуживания. Не разбирайте продукт самостоятельно без разрешения.
6. Перед чисткой отключите источник питания, и начинайте чистку только после полного остывания устройства.
7. Чистите мягкой и слегка влажной губкой или мягкой тканью. Не используйте для чистки продукта коррозионные химические чистящие средства.
8. Этот массажер не является водонепроницаемой. Строго запрещено использование устройство во влажной среде. Запрещено мыть водой, чтобы избежать попадания воды или других жидкостей в корпус устройства и предотвратить короткое замыкание или поражение электричеством во время использования.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**